

# Siliconen brace order



Bedrijf \_\_\_\_\_  
Aanmeter \_\_\_\_\_  
Cliëntcode \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_  
Order ref. \_\_\_\_\_

Opmerkingen

#	Type	Hand	Kleur ring	Bijzonderheden
1.	_____	L R	_____	_____
2.	_____	L R	_____	_____

## CMC

Siliconen brace om steun te geven aan het CMC-1 gewricht



## MCP

Siliconen brace om steun te geven aan het CMC-1 en het MCP-1 gewricht



## Beschikbare kleuren

De volgende kleuren kunnen worden gekozen voor de ring rondom de duimmuis:



## Gipsmaatname

Wanneer gips wordt gebruikt voor het maatnemen van de hand, vragen we graag het volgende proces aan te houden:

1. Plaatsen markers
2. Gipsen van de hand in de juiste positie
3. Maken van een positief gietsel

## Plaatsen markers

Markers kunnen worden geplaatst met een alkaline-potlood op de volgende locaties:

1. IP gewricht
2. MCP gewricht
3. CMC gewricht
4. "Push" centrum
5. Os Pisciforme


## Verdere regels gipsmaatname

Hou bij het maken van het gipsmodel rekening met de volgende punten:

1. Een functionele positie is gewenst
2. Corrigeer de positie van de hand bij voorkeur door de client instructie te geven
3. Voorkom het indrukken van de duim muis
4. Werk het model glad af
5. Corrigeer het model verder niet rond de duimmuis

Een uitgebreidere uitleg voor de gipsmaatname kan worden gevonden via:

[www.manometric.nl/gips](http://www.manometric.nl/gips)



Stuur uw bestelling naar [orders@manometric.nl](mailto:orders@manometric.nl)